

SLEEPIE

BRUKSANVISNING

Kom till ro med Sleepie. Kedjorna i de längsgående kanalerna formar täcket tätt intill kroppen och ger ett behagligt omslutande tryck.



ANVÄNDNING

Sleepie bygger på företaget Somnas egna patenterade lösning med insydda kedjor i längsgående kanaler. Tyngden, trycket och den omslutande känslan har en lugnande effekt och kan därigenom möjliggöra en bättre sömnkvalitet.

Kedjorna är monterade i båda ändar och går inte att ta ut ur täcket. Kedjorna är lackerade och därmed helt ljudlösa. På båda sidor om kedjorna ligger ett lager vadd för optimal komfort.

Placera Sleepie i ett vanligt påslakan. Du kan sova hela nätterna med täcket, men i början rekommenderas att använda täcket vid kortare stunder för tillväjning. Öka därefter användningen successivt. Sleepie smidighet gör även att du kan vika täcket om du önskar ökad tyngd någonstans på kroppen.

Att lägga Sleepie över axlarna och låta det forma sig efter kroppen i sittande läge ger ett skönt lugn vid vila under dagen.

TVÄTTRÅD

Dela täcket före tvätt och tvätta varje halva separat.



Högst 60°C – skonsamt tvättprogram



Tål ej blekmedel



Ej torktumling



Ej strykning



Använd inga vätskor starkare än perkloretylen vid kemtvätt

MATERIAL

Yttertyg: Polyester-bomullsblandning

Vadd: 100% Polyester

Tygnd: Lackerade stålkedjor

Täcket är Oeko-tex certifierat enligt den högsta klassen (1)



STORLEKAR/VIKTER

150 x 200 cm / 7, 9, 11 kg

OBSERVERA

- Vid svag lungkapacitet, rådfråga läkare före användning av tyngdtäcke.
- Rådgör med läkare om inopererad utrustning skulle kunna påverkas av stålkedjorna.
- Beakta risk att snubbla om tyngdtäcket ligger på golvet.
- Var aktsam vid svag muskelkapacitet.

20190219